

**PURE**  
TECH

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД К БЕЗОПАСНОСТИ

## ПЕРЧАТКИ ОДНОРАЗОВЫЕ PURETECH® NEUTRINO

Нитриловые перчатки нашли широкое применение в разных сферах. Они хорошо держат форму и повторяют изгиб руки. Высокая тактильная чувствительность помогает выполнять работу, требующую точности и аккуратности. Гипоаллергенность материала предупреждает развитие аллергических реакций, дерматитов даже при длительном использовании. Эффект механической памяти снижает степень усталости во время работы.



### **Текстурированная поверхность на пальцах**

Гарантирует надежное сцепление с предметами



### **Неанатомическая форма**

Перчатки подходят для правой и левой руки



### **Манжета с валиком**

Препятствует скатыванию перчатки

Одноразовые

Неопудренные

Нестерильные

AQL 1,5



**Материал:** Нитрил

**Тип:** Неопудренные

**Стерильность:** Нестерильные

**Длина перчаток:** 240мм

**Размеры:** S, M, L, XL

**Поверхность:** Текстурированная (на пальцах)

**Соответствует:** TP TC 019/2011



**Толщина перчатки(мм):**

Пальцы: 0,09 мм  
Ладонь: 0,07 мм

**Прочность на разрыв (МПа):**

Первоначально: ≤ 18 МПа  
После уск.старения: ≤ 20 МПа

**Относительное удлинение при разрыве (%):**

До: ≤ 600%  
После: ≤ 500%

Артикул	Размер	Длина	Ширина	Кол-во в упаковке	Кол-во в коробке
G1051	S	240 мм	85 ± 3 мм	100 шт.	1000 шт.
G1052	M	240 мм	95 ± 3 мм	100 шт.	1000 шт.
G1053	L	240 мм	105 ± 3 мм	100 шт.	1000 шт.
G1054	XL	240 мм	115 ± 3 мм	100 шт.	1000 шт.

**Сферы применения**

- ✓ Фармацевтическая промышленность
- ✓ Пищевая промышленность
- ✓ Сфера общественного питания
- ✓ Сфера услуг
- ✓ Машиностроение
- ✓ HO.RE.CA
- ✓ Клининговые компании
- ✓ Коммунальные хозяйства

**ООО «Компания Альфа-Лаб»**

Официальный импортер и представитель на территории СНГ

**8 (800) 500-71-69**

alfa-lab.com